

# Verre à Usage Unique GRAND CHAMP pour Bloc Opératoire

Ce verre produit une image indirecte à grand champ de la rétine, il permet une visualisation jusqu'en extrême périphérie.

Verre recommandé pour le diagnostic et le traitement des vitréo-rétinopathies antérieures prolifératives et la chirurgie du décollement de la rétine.

CHAMP DE VISION :  
**155°**

GROSSISSEMENT :  
**0.42x**

**Une optique optimisée à chaque procédure :**  
ni trace, ni usure, ni rayure

**Utilisation pédiatrique ou adulte :**  
très faible encombrement,  
passage aisé des trocarts



**Pas de contrainte de stérilisation :**  
usage unique

**Qualité d'image parfaite :**  
image fidèle sans distorsion,  
excellent contraste

**Très bonne stabilité :**  
verre léger, anneau de silicone amovible, manche optionnel dédié



## Référence produit :

(disponible en boîte de 10 unités) :

Verre : K30-145D/XLSUL37

Manche : MMSU1576S/XLSULMM



# GAMME COMPLÈTE DE VERRES À USAGE UNIQUE

## VERRES DE DIAGNOSTIC



VERRE À 3  
MIROIRS  
XLSUL1



VERRE  
GONIOSCOPIE  
À 4 MIROIRS  
XLSUL2



VERRE À 1  
MIROIR  
XLSUL3

## VERRES DE TRAITEMENT ET DE DIAGNOSTIC



VERRE DE  
CAPSULOTOMIE  
XLSUL7



VERRE  
D'IRIDOTOMIE  
XLSUL8



VERRE DE  
FOND D'ŒIL  
XLSUL4



VERRE  
RETINA 90  
XLSUL5



VERRE  
RETINA 170  
XLSUL6



VERRE  
RETINA 180  
XLSUL13



VERRE  
20D  
XLSUL12



VERRE  
28D  
XLSUL11



VERRE  
60D  
XLSUL10



VERRE  
78D  
XLSUL19



VERRE  
90D  
XLSUL9



VERRE  
GRAND CHAMP  
XLSUL37

## EN SAVOIR PLUS

Les verres à usage unique sont des dispositifs médicaux de classe IIa stériles, conçus et fabriqués par KATENA et distribués par QUANTEL MEDICAL, et dont l'évaluation de conformité a été réalisée par l'organisme certifié SGS United Kingdom, Ltd. « CE 0120 ». Ils sont destinés aux professionnels de santé dans le cadre du diagnostic et du traitement de certaines affections oculaires. Lire attentivement la notice d'utilisation. Pour le bon usage de ces produits, il est recommandé de suivre les indications et contre-indications détaillées dans la notice d'utilisation du produit. Document publicitaire à destination des professionnels de santé. Date de réalisation : Avril 2023

XDI\_GAMME\_BC2\_FR\_230419



LUMIBIRD  
MEDICAL